

JEDNODUŠE VRÁSKY VYHLADĚTE!

ROZHOVOR

S DR. ANDREASEM KLEINEM, ŘEDITELEM VÝZKUMU & VÝVOJE LR



LR: Co je na našem přístroji ZEITGARD 2 jedinečné?

AK: „ZEITGARD 2 je novinka, která využívá dermatologicky uznávané technologie. Kon-

krétně se jedná o termotechnologii (teplo a chlad) a masáž. Díky ZEITGARD jsou tyto profesionální funkce dostupné každému přímo u něj doma. Tvar a velikost kovových destiček je navíc ergonomicky speciálně přizpůsobena citlivé oblasti kolem očí.“

LR: Co náš ZEITGARD 2 znamená v kontextu kosmetického průmyslu?

AK: „Je zkrátka jedinečný ve svém účinku. Naše Anti-Age produkty díky němu nyní mohou efektivněji proniknout do hlubších vrstev kůže. Chlad pak v pórech uchovává účinné látky. Představme si, že to funguje jako ve skladu, z něhož pak mohou tyto látky dlouhodobě působit. Vrchní vrstva pleti je díky ZEITGARD optimálně připravena pro následné pečující produkty. Náš přístroj se navíc velmi rychle zahřívá a pak velmi rychle ochlazuje. Přitom díky své masážní funkci (vibrace dosahují 12 000 kmitů za minutu, což frekvencí odpovídá 200 lidským srdcím bítím najednou) podporuje dlouhodobý účinek proti vráskám.“

LR: Proč je ZEITGARD 2 ideální pro přímý prodej?

AK: „Inovace vždy potřebují být dobře vysvětleny – a to je naší nespornou konkurenční výhodou oproti maloobchodu! Na školeních a při individuálních rozhovorech se zákazníky můžeme správné použití ZEITGARD přímo předvést a zvýdihnout jeho další výhody – například jeho masážní funkci pro posílení tkáně, chlad pro odstranění váčků a kruhů pod očima a mnohem více.“

LR: Jaké šance má podle Vás ZEITGARD v budoucnosti?

AK: „Vývoj moderních přístrojů s inovativními technologiemi v oblasti kosmetiky se ještě zdaleka nevyčerpal. Jsem si tedy jistý, že se máme na co těšit!“



*Světová inovace:
exkluzivně od* **LR**

MIMOŘÁDNÉ VÝHODY:

- Hmatatelná účinnost od první vteřiny
- Studie společnosti Dermatest dokládající účinek
- Stimulace pleti pomocí termotechnologie a vibrace
- Účinek procházející až do nejhlubších vrstev pokožky

INOVATIVNÍ VIBRAČNÍ TECHNOLOGIE & STŘÍDÁNÍ TEPLA/CHLADU

1. Přístroj se zahřeje až na +42 stupňů Celsia. Teplem se póry otevrou, díky čemuž se mohou pečující produkty optimálně vstřebat.
2. Za několik sekund se přístroj ochladí až na +5 stupňů Celsia. Během ochlazovací fáze jsou účinné látky proti stárnutí zadrženy a uzavřeny v pórech.
3. Dodatečná funkce vibrace stimuluje krevní oběh a látkovou výměnu a podporuje působení kosmetiky v hlubších vrstvách kůže.

Výsledek: Pokožka je na pohled více vyrovnaná, jemné linky a vrásky jsou vyplněny, pleť vypadá mladší.